

# Advance®

## – Sling para IUE no Homem

**Frederico Ferronha;** Pedro Galego; Hugo Pardal; Vanessa Vilas Boas;  
Catarina Gameiro; Sofia Lopes; Luis Coral; Fernando Calais;  
Fortunato Barros; Vaz Santos

Hospital de São José  
Correspondência: f.ferronha@gmail.com

### Introdução

Neste vídeo apresentamos a colocação do Advance® num doente com incontinência urinária de esforço moderada/grave, através de uma incisão semi-circular perineal em oposição à habitual técnica standard que consiste numa incisão perineal mediana.

Esta fita integra-se nos novos slings masculinos para tratar a IUE ligeira a moderada, de uma forma minimamente invasiva, feita em ambulatório e sem necessidade de ancoragem ao osso. O doente deverá apresentar função esfinteriana residual e mobilidade da uretra anterior avaliada por compressão perineal numa cistoscopia prévia.

O sling gera um posicionamento proximal do bulbo uretral, o que ocasiona uma coaptação circunferencial da uretra esfinteriana. A força do sling é aplicada paralelamente ao lúmen uretral, ao contrário dos dispositivos compressivos, que aplicam a força em direcção ao lúmen.

### Caso Clínico

Doente de 74 anos submetido a prostatectomia Radical em Janeiro de 2005 e a Uretrotomia Interna em Abril de 2008 por aperto do colo, tendo ficado com uma Incontinência Urinária de Esforça moderada a grave.

A 25 de Fevereiro deste ano foi, então, submetido a colocação do Advance®.

### Resultados

O doente apresenta um follow up muito favorável com continência total. Do ponto de vista oncológico está sem recidiva bioquímica.

### Conclusão

Trata-se uma técnica com resultados promissores no tratamento da IUE leve a moderada e que, neste caso, apesar do doente apresentar clinicamente uma maior gravidade da incontinência urinária em relação aos critérios para colocação deste sling, demonstrou sucesso.