

# Aplicações do Pelvicol® em urologia

Pedro Bargão Santos, Bruno Graça, João Varregoso, A. Pepe Cardoso

Hospital Fernando Fonseca

Urologia - Director: Dr. Carrasquinho Gomes

Correspondência: Pedro Bargão Santos, Rua Ferreira Lapa, 21 - 4º - 1150 155 Lisboa – E-mail:

pbargao@gmail.com

O Pelvicol®, uma matriz acelular de colagénio derivada de derme suína, pode actualmente, ser utilizado com segurança em diversas situações clínicas e com bons resultados.

Descrevem-se três aplicações diferentes dos retalhos.

A primeira, num doente do sexo masculino, com disfunção sexual, por Doença de La Peyronie. Realizou-se uma incisão de relaxamento em "I" e enxerto com retalho de Pelvicol®.

O segundo caso, refere-se a uma doente com bexiga de pequena capacidade por tuberculose génito-urinária. A

cistoplastia de aumento com Pelvicol®, realizada sob anestesia loco-regional, revelou-se um procedimento cirúrgico mais simples que a utilização de segmento intestinal. Obteve-se bom resultado na melhoria da qualidade de vida da doente, sem complicações significativas.

A terceira aplicação, refere-se à utilização do retalho de Pelvicol® nos Sling's perineais masculinos de ancoragem óssea, utilizados na correcção da incontinência urinária masculina.